

Filtr wody Claris NIRF700 ekspresu do kawy

Producent: Nivona | Kod handlowy: KL731633D

<https://www.klinikaagd.pl/czesci-agd/0-filtr+wody+claris+nirf700+ekspresu+do+kawy-l0:KL731633D/>



Twarda oraz zanieczyszczona woda niekorzystnie wpływa na smak przyrządzanych napojów. Filtr wody firmy Nivona zapobiega odkładaniu się kamienia na wewnętrznych podzespołach ekspresu. Chroni urządzenie przed korozją oraz zapewnia prawidłowe przefiltrowanie wody. Stosowanie filtra Claris pozwala na uzyskanie neutralnego odczynu pH wody. Zostaje usunięty chlor, a woda pozostaje na swoim optymalnym poziomie. Filtr wody pozostawia ekspres higienicznie czysty.

Filtr Nivona NIRF700 Claris nie posiada substancji zmieniających smak i zapach, przez co gwarantuje poprawę jakości parzonej kawy. Do składu filtra należy: aktywny węgiel, żywica jonowymienna. Wymiana filtra zależy od częstotliwości użytkowania ekspresu oraz ilości przygotowywanych napojów. Filtr dedykowany jest do ekspresów z serii: CafeRomantica, Caferomatica

Regularne stosowanie zapewnia dłuższą eksploatację i przedłuża żywotność ekspresu.

Oryginalny filtr Claris NIRF700 przeznaczony jest do wszystkich ekspresów marki Nivona.

Stosowanie dobrej jakości filtrów zapewnia wykonanie świeżych, aromatycznych napojów.

SPECYFIKACJA

Informacje sprzedażowe

- * Nazwa produktu: filtr wody
- * Typ: NIRF700
- * System: Claris
- * Rodzaj filtra: wodny
- * Rodzaj opakowania: folia
- * Producent: Nivona
- * Zastosowanie: ekspres ciśnieniowy, ekspres ciśnieniowo-przelewowy, ekspres kolbowy
- * Skład: aktywny węgiel, żywica jonowymienna

Informacje produktowe

- * Kolor: biały
- * Właściwości: zapobiega tworzeniu się kamienia, usuwa smak
- Wymiary
 - * Średnica: 43mm
 - * Wysokość: 150mm
- Szczegóły montażowe
 - * Trudność wymiany: łatwa
 - * Miejsce montażu: pojemnik na wodę
 - * Sekcja: filtrująca

Stosując filtry wody zyskujemy:

- Gwarancję, że woda służąca do przygotowywania kawy jest świeżo przefiltrowana, tuż przed zaparzeniem kawy.
- Świeżo przefiltrowana woda i pozbawiona złych aromatów powoduje odkrycie na podniebieniu zupełnie nowych smaków i zapachów kawy
- Długotrwałe zabezpieczenie ekspresu do kawy (brak potrzeby odkamieniania ekspresu)

...

Kontakt

Tel. komórkowy: +48 722 403 405
Tel. stacjonarny: (22) 290 44 77
E-mail: BOK@KlinikaAGD.pl

Infolinia telefoniczna: Pon. - Pt. w godz. 09:00 - 17:00
Kontakt e-mail: 24h / 7dni w tygodniu

Punkt Odbiorów Osobistych

ul. Mory 12
01-303 Warszawa
Godziny otwarcia: 09:00 - 17:00 (poniedziałek - piątek)