

Filtr wody MDF01 ekspresu do kawy

Producent: Menalux | Kod handlowy: KL2418A78

<https://www.klinikaagd.pl/czesci-agd/0-filtr+wody+mdf01+ekspresu+do+kawy-0;KL2418A78/>



Twarda oraz zanieczyszczona woda niekorzystnie wpływa na smak przyrządzanych napojów. Filtr wody firmy Menalux zapobiega odkładaniu się kamienia na wewnętrznych podzespołach ekspresu. Chroni urządzenie przed korozją oraz zapewnia prawidłowe przefiltrowanie wody. Stosowanie filtra pozwala na uzyskanie neutralnego odczynu pH wody. Zostaje usunięty chlor, a woda pozostaje na swoim optymalnym poziomie. Filtr wody pozostawia ekspres higienicznie czysty. Filtr Menalux MDF01 nie posiada substancji zmieniających smak i zapach, przez co gwarantuje poprawę jakości parzonej kawy. Do składu filtra należy: aktywny węgiel, żywica jonowymienna. Wymiana filtra zależy od częstotliwości użytkowania ekspresu oraz ilości przygotowywanych napojów. Zalecany czas użytkowania wynosi ok. 2m-cy

Regularne stosowanie zapewnia dłuższą eksploatację i przedłuża żywotność ekspresu.

Filtr do ekspresów do kawy MDF01

Stosowanie filtra zapobiega odkładaniu się kamienia na wewnętrznych podzespołach ekspresu. Żywotność 2 miesiące lub 500 kaw.

Zapobiega osadzaniu się kamienia oraz przedłuża żywotność ekspresu wpływając na jakość i smak przygotowywanej kawy.

Użycie wkładów filtrujących gwarantuje otrzymanie zawsze świeżej przefiltrowanej, delikatnej w smaku wody, służącej do przygotowania herbaty i kawy.

Filtr opracowany specjalnie do ekspresów i umieszczany bezpośrednio w zbiorniku na wodę gwarantuje neutralny odczyn pH wody.

Używając f...

SPECYFIKACJA

Informacje sprzedażowe

- * Nazwa produktu: filtr wody
- * Typ: MDF01
- * Rodzaj filtra: wodny
- * Rodzaj opakowania: karton
- * Producent: Menalux
- * Ilość filtrów: 1szt
- * Ilość opakowań: 1op
- * Zastosowanie: ekspres ciśnieniowy, ekspres kolbowy
- * Skład: aktywny węgiel, żywica jonowymienna

Informacje produktowe

- * Ilość kaw: 500
- * Właściwości: zapobiega tworzeniu się kamienia, usuwa smak
- Parametry techniczne
- * Czas użytkowania: 2m-cy
- Szczegóły montażowe
- * Trudność wymiany: łatwa
- * Miejsce montażu: pojemnik na wodę
- * Sekcja: filtrująca

Kontakt

Tel. komórkowy: +48 722 403 405
Tel. stacjonarny: (22) 290 44 77
E-mail: BOK@KlinikaAGD.pl

Infolinia telefoniczna: Pon. - Pt. w godz. 09:00 - 17:00
Kontakt e-mail: 24h / 7dni w tygodniu

Punkt Odbiorów Osobistych

ul. Mory 12
01-303 Warszawa
Godziny otwarcia: 09:00 - 17:00 (poniedziałek - piątek)