

## Mata antypleśniowa Electrolux do lodówki | 45.7cm x 31.5cm

Producent: Electrolux | Kod handlowy: KL9R327 | Index oryginalny: 9029792778

<https://www.klinikaagd.pl/czesci-agd/0-mata+antype%25%9Bniowa+electrolux+do+lod%25%9Bwki+%25%7C+45.7cm+x+31.5cm-l0;KL9R327/>

# PRODUKT WYCOFANY

## sprawdź zamienniki

## SPECYFIKACJA

## Informacje sprzedażowe

- \* Kod alternatywny: 50290663009, 50295096007
- \* Nazwa produktu: mata antypleśniowa
- \* Rodzaj części: uniwersalne
- \* Producent: Electrolux
- \* Produkcja: EU - Unia Europejska

## Informacje produktowe

- \* Kolor: niebieski
- \* Uniwersalny: tak
- Wymiary
  - \* Długość: 457mm
  - \* Szerokość: 315mm
  - \* Grubość: 9mm
- Szczegóły montażowe
  - \* Trudność wymiany: tylko wymiana
  - \* Miejsce montażu: szuflada na warzywa
  - \* Sekcja: pielęgnująca

Mata antypleśniowa firmy Electrolux znacznie wydłuża czas przechowywania produktów w lodówce. Wykonana z niebieskiego poliuretanu mata pozwala na swobodną cyrkulację powietrza pomiędzy dnem zbiornika a produktami spożywczymi. Mata utrzymująca świeżość jest higieniczna i bezpieczna. Nie wpływa na smak i zapach artykułów spożywczych. Żywność zachowuje świeżość oraz walory smakowe przez dłuższy czas. Miejscem, w którym należy umieścić matę to szuflada na warzywa

Struktura maty jest lekka i wytrzymała. Mata umożliwia swobodną cyrkulację powietrza wokół żywności. Ogranicza skraplanie się pary wodnej. Zapobiega przedwczesnemu gniciu. Umieszczenie maty antypleśniowej przeciwdziała rozwojowi bakterii oraz powstawaniu pleśni na warzywach i owocach. Mata antypleśniowa jest wielokrotnego użytku. Zachowanie jej czystości nie stanowi problemu. Jest łatwa w pielęgnacji. Wystarczy umyć matę w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu. Uniwersalny rozmiar długość 45.7cm szerokość 31.5cm pozwala dopasować matę do każdego modelu lodówki.

## Uwaga

Mata może być przycinana do wymaganego wymiaru. Zapobiega psuciu się owoców i warzyw, zapewniając ich długotrwały smak i świeżość. Specjalna struktura maty umożliwia cyrkulację powietrza wokół żywności, dzięki czemu nie tworzy się na niej pleśń ani nie powstają nieprzyjemne zapachy.

## Instrukcja:

Przyćnij matę do wymaganego rozmiaru i umieść ją na spodzie pojemnik...



doradzamy ▶ dobieramy ▶ dostarczamy

## Kontakt

Tel. komórkowy: +48 722 403 405  
Tel. stacjonarny: (22) 290 44 77  
E-mail: [BOK@KlinikaAGD.pl](mailto:BOK@KlinikaAGD.pl)

Infolinia telefoniczna: Pon. - Pt. w godz. 09:00 - 17:00  
Kontakt e-mail: 24h / 7dni w tygodniu

## Punkt Odbiorów Osobistych

ul. Mory 12  
01-303 Warszawa  
Godziny otwarcia: 09:00 - 17:00 (poniedziałek - piątek)