

## Nabłyszczacz naczyń Care+Protect do zmywarki | 0.5l Electrolux ESI4620ROX

Producent: Care+Protect | Kod handlowy: KL5835R842 | Index oryginalny: 35602752

<https://www.klinikaagd.pl/czesci-agd/0-nab%C5%82yszczacz+naczy%C5%84+care+protect+do+zmywarki+%7C+0.5l+electrolux+esi4620rox-|1305079;KL5835>

Nabłyszczacz zapobiega pojawianiu się na naczyńkach zacieków i nadaje im doskonały połysk. Redukuje napięcie powierzchniowe wody, co ułatwia swobodne jej spływanie. Znacznie przyspiesza schnięcie naczyń. Nabłyszczacz chroni naczynia przed pojawianiem się osadów z kamienia. Środek pozostawia przyjemny zapach.

Nabłyszczacz jest uniwersalny, co oznacza, że bez obaw można stosować go w każdym modelu zmywarki.

Pojemność opakowania wynosi 0.5l

Nabłyszczacz Ultra Shine do zmywarek, zapewnia dodatkowy połysk kieliszkom i naczyńkom

Używanie nabłyszczacza w cyklu zmywania jest kluczem do tego, aby Twoje talerze i szklanki lśniły jak diament.

Nabłyszczacze premium zawierają środki powierzchniowo czynne, które obniżają napięcie powierzchniowe wody. Zamiast kropelek tworzących wodę, przylegających do powierzchni i pozostawiających plamy, po prostu spływa po naczyńkach. Szczególnie w obszarach z twardą wodą nabłyszczacz pomaga zapobiegać tworzeniu się plam wodnych, na przykład na szklankach, talerzach i sztućcach. Pomaga również w szybszym wysychaniu naczyń.

Ta butelka płynu nabłyszczającego Care+Protect o pojemności 500 ml zapewnia najlepszą czystość zmywarki i może być używana do 160 cykli zmywania. To rozwiązanie jest idealne do uzyskania dodatkowego połysku i ochrony zastawy stołowej przed plamami i smugami, podczas gdy wszystko schnie szybciej.

Instrukcja obsługi:

1. Otworzyć dozownik nabłyszczacza
2. Ostrożnie wlać...

## SPECYFIKACJA

## Informacje sprzedażowe

- \* Nazwa produktu: nabłyszczacz
- \* Rodzaj części: uniwersalne
- \* Rodzaj opakowania: butelka
- \* Producent: Care+Protect
- \* Produkcja: Włochy
- \* Pojemność: 500ml

## Informacje produktowe

- \* Forma środka: płyn
- \* Uniwersalny: tak
- Parametry techniczne
- \* Ilość cykli: 160
- Szczegóły montażowe
- \* Sekcja: pielęgnująca

## Kontakt

Tel. komórkowy: +48 722 403 405  
Tel. stacjonarny: (22) 290 44 77  
E-mail: [BOK@KlinikaAGD.pl](mailto:BOK@KlinikaAGD.pl)

Infolinia telefoniczna: Pon. - Pt. w godz. 09:00 - 17:00  
Kontakt e-mail: 24h / 7dni w tygodniu

## Punkt Odbiorów Osobistych

ul. Mory 12  
01-303 Warszawa  
Godziny otwarcia: 09:00 - 17:00 (poniedziałek - piątek)