

## Odkamieniacz Wpro SIN005 do żelazka | 6ml 5szt

Producent: Wpro | Kod handlowy: KLS6352S7 | Index oryginalny: 48400008409

<https://www.klinikaagd.pl/czesci-agd/0-odkamieniacz+wpro+sin005+do+%C5%BCelazka+%7C+6ml+5szt-0;KLS6352S7/>

Osady kamienia mogą uszkodzić przewody wodne urządzenia oraz zapobiegają poprawnemu ujęciu pary. Produkt SIN005 usuwa nagromadzony kamień z powierzchni żelazka. Środek utrzymuje jakość pracy żelazka na najwyższym poziomie i poprawia jego wydajność. Odkamieniacz SIN005 firmy Wpro chroni wewnętrzne elementy, dzięki czemu wydłuża żywotność urządzenia. Pojemność oferowanego środka wynosi 6ml. Odkamieniacz jest uniwersalny, można stosować go do urządzeń bez względu na model. Dedykowany jest do wszystkich producentów żelazek dostępnych na rynku.

Ilość sztuk w opakowaniu: 5szt

Regularna konserwacja zapewnia dłuższy okres eksploatacji urządzenia.

Środek przeciwkamieniowy do żelazek x 5 wkładów.

Środek zapobiegający osadzeniu się kamienia w żelazkach z instalacją parową. Zapobiega powstawaniu osadu wapiennego i wydłuża żywotność żelazka z wytornicą pary. Poprawia jakość i zwiększa ilość pary, zmniejsza zużycie.

## SPECYFIKACJA

## Informacje sprzedażowe

- \* Nazwa produktu: środek odkamieniający
- \* Typ: SIN005
- \* Rodzaj części: akcesorium
- \* Rodzaj opakowania: blister
- \* Producent: Wpro
- \* Ilość sztuk w opakowaniu: 5szt
- \* Ilość opakowań: 1op
- \* Pojemność: 6ml

## Informacje produktowe

- \* Funkcja środka: odkamieniająca
- \* Forma środka: płyn
- \* Uniwersalny: tak
- Szczegóły montażowe
- \* Sekcja: pielęgnująca



doradzamy ▶ dobieramy ▶ dostarczamy

## Kontakt

Tel. komórkowy: +48 722 403 405  
Tel. stacjonarny: (22) 290 44 77  
E-mail: [BOK@KlinikaAGD.pl](mailto:BOK@KlinikaAGD.pl)

Infolinia telefoniczna: Pon. - Pt. w godz. 09:00 - 17:00  
Kontakt e-mail: 24h / 7dni w tygodniu

## Punkt Odbiorów Osobistych

ul. Mory 12  
01-303 Warszawa  
Godziny otwarcia: 09:00 - 17:00 (poniedziałek - piątek)