

## Ramka półki do lodówki

Producent: AS | Kod handlowy: KL523A3D23 | Index oryginalny: AS000590

<https://www.klinikaagd.pl/czesci-agd/0-ramka+p%C3%B3%C5%82ki+do+lod%C3%B3wki-I0;KL523A3D23/>



Ramki chronią krawędzie półki lodówki przed uszkodzeniami. Pęknięta obudowa nie spełnia prawidłowo swojej funkcji, dlatego jak najszybciej należy dokonać wymiany. Wymienne listwy zapewniają właściwe zabezpieczenie. Oferowane obudowy zostały wykonane z plastiku.

Montaż i demontaż części jest bardzo łatwy i nie stanowi problemów.

Do oferowanego zestawu należą: listwa przednia, listwa tylna

Ramka przednia:

szerokość: 495 mm  
szerokość wewnętrzna: 442 mm  
długość: 85 mm  
grubość: 7 mm

Ramka tylna:

szerokość: 490 mm  
szerokość wewnętrzna: 450 mm  
długość: 85 mm  
grubość: 7 mm

## SPECYFIKACJA

### Informacje sprzedażowe

- \* Kod alternatywny: 488899903055, 488899903056
- \* Nazwa produktu: ramka
- \* Ilość: 2szt
- \* Ilość sztuk w opakowaniu: 2szt
- \* Ilość opakowań: 1op
- \* Zestaw: listwa przednia, listwa tylna

### Informacje produktowe

- \* Materiał: plastik
- \* Kolor: biały
- Wymiary
- \* Szerokość wewnętrzna: 465mm
- Szczegóły montażowe
- \* Trudność wymiany: tylko wymiana
- \* Miejsce montażu: półka
- \* Sekcja: komora chłodzenia



doradzamy ▶ dobieramy ▶ dostarczamy

### Kontakt

Tel. komórkowy: +48 722 403 405  
Tel. stacjonarny: (22) 290 44 77  
E-mail: [BOK@KlinikaAGD.pl](mailto:BOK@KlinikaAGD.pl)

Infolinia telefoniczna: Pon. - Pt. w godz. 09:00 - 17:00  
Kontakt e-mail: 24h / 7dni w tygodniu

### Punkt Odbiorów Osobistych

ul. Mory 12  
01-303 Warszawa  
Godziny otwarcia: 09:00 - 17:00 (poniedziałek - piątek)